

# Liste des dernières versions d'applications de lecteurs SESAM-Vitale homologués du mois de Juillet 2020

---

## 1 – Préambule

Le GIE SESAM-Vitale **préconise fortement** que les lecteurs de cartes SESAM-Vitale homologués soient mis à jour avec la version la plus récente disponible de l'application du lecteur.

Anticiper dès à présent la mise à jour du lecteur à quoi cela sert-il ?

- Cela permet de **préparer la compatibilité des logiciels de facturation SESAM-Vitale avec le standard PC/SC** en installant dès maintenant sur le lecteur homologué une version 04.00 bi-mode. Cette mise à jour du lecteur doit toujours être effectuée que le logiciel du Professionnel de Santé soit ou non compatible PC/SC « c'est-à-dire > ou = à la version de CDC addendum 6 option PC/SC » et sans craindre un dysfonctionnement ou une dégradation de la solution utilisée par le Professionnel de Santé.
- Cela permet au Professionnel de Santé d'utiliser une version du lecteur homologué qui intègre les dernières évolutions et correctifs réalisés par l'équipementier pour **assurer un fonctionnement optimal du lecteur avec le logiciel du professionnel de santé**.
- Cela permet de **continuer à bénéficier du support** du fournisseur du lecteur.

La présente liste de lecteurs précise les dernières versions d'applications de lecteurs SESAM-Vitale homologués. Cette liste sera mise à jour au fil de l'eau en fonction des nouvelles versions de maintenance fournies par les équipementiers **OLAQIN** et **KAPELSE**.

⇒ L'information relative aux **lecteurs homologués commercialisables** est disponible sur le [catalogue produit](#) du GIE SESAM-Vitale.

# Liste des dernières versions d'applications de lecteurs SESAM-Vitale homologués du mois de Juillet 2020

## 2. Liste des dernières versions des applications de lecteurs SESAM-Vitale homologués

Liste des dernières versions d'applications de lecteurs SESAM-Vitale homologués									
CDC SESAM-Vitale	Version Référentiel TL/TLA	Equipementier	Produit	Dernière Version	Maintenance version logiciel lecteur	Migration TL et TLA bimode	Disponibilité lecteur à la vente	Statut des versions	
1.31	02.00	OLAQIN	Baladeur Santé	01.15	Non	Non	Indisponible	Versions obsolètes	
			Baladeur Santé Office	02.13	Non	Non	Indisponible		
	02.10	WYNID	GEMALTO	WYLLIS MEDIFX	01.02	Non	Non		Indisponible
				GCR 750	02.11	Non	Non		Indisponible
		OLAQIN	EFT 20	02.13	Non	Non	Indisponible		
			TWIN 10	02.10	Non	Non	Indisponible		
THALES e-Transactions	LCS5 100 (PROM : A106)	02.11	Non	Non	Indisponible				
1.40	03.00	CHERRY	G 80-8921	03.00	Non	Non	Indisponible		
		GEMALTO	GCR 750	03.01	Non	Non	Indisponible		
			GEMSCOPE	03.07	Non	Non	Indisponible		
			MAGIC 6000	03.04	Non	Non	Indisponible		
			SEALYS	03.01	Non	Non	Indisponible		
		OLAQIN	Baladeur Santé	02.20	Non	Non	Indisponible		
			Baladeur Santé Office	03.04	Non	Non	Indisponible		
			EFT 10, 20 et 30	03.00	Non	Non	Indisponible		
			EFT930 B, G et P	03.52	Non	Non	Indisponible		
			EFTsmart	03.11	Non	Non	Indisponible		
			ELITE 650	22	Non	Non	Indisponible		
			ICT 220	03.54	Non	Non	Indisponible		
			ICT 250	03.54	Non mais existe en v.03.30	Non	Indisponible		
			PRIUM 3S	03.07	Non mais existe en v.03.35	Non	Indisponible		
			Prium Service +	03.07	Non	Non	Indisponible		
			TWIN 10, 30 et 30+	03.03	Non	Non	Indisponible		
			TWIN 32 et 33	03.09	Non	Non	Indisponible		
		VitalAct 3S	02.27	Non mais existe en v.03.38	Non	Indisponible			
		VitalAct AM et PR	02.22	Non	Non	Indisponible			
		THALES e-Transactions	DUALIS (PROM : A108)	03.01	Non	Non	Indisponible		
			LCS5100 (PROM : A106)	03.01	Non	Non	Indisponible		
	WYNID	WYLLIS MEDIFX	03.02	Non	Non	Indisponible			
	03.30	OLAQIN	ICT 250	03.30	Oui	Oui	Indisponible		
			IHC 610 (ou SET-2)	03.32	Oui	Oui	Indisponible		
			IWL 250_GPRS, PPEM et PUEM	03.32	Oui	Oui	Indisponible		
			IWL 280 (ou HELIO)	03.30	Oui	Oui	Indisponible		
			IWL 350 (ou VEHIS)	03.38	Oui	Oui	Indisponible		
			PRIUM 3S	03.35	Non	Non	Indisponible		
			PRIUM 4	03.32	Oui	Oui	Indisponible		
		TWIN 31	03.35	Non	Non	Indisponible			
	KAPELSE	KAP&LINK	03.34	Oui	Oui	Indisponible			
	Terminal Lecteur Bimode - TL PSS et PC/SC								
	04.00	OLAQIN	ICT 250	04.04	Oui	Version bimode	Disponible		
IHC 610 (ou SET-2)			04.00	Oui	Version bimode	Disponible			
IWL 250 PPEM et PUEM			04.04	Oui	Version bimode	Disponible			
IWL 280 (ou HELIO)			04.02	Oui	Version bimode	Indisponible			
PRIUM 4			04.03	Oui	Version bimode	Disponible			
MOVE/5000 (ou TETRA)		04.01	Oui	Version bimode	Disponible				
KAPELSE	KAP&LINK	04.00	Oui	Version bimode	Disponible				
Terminal Lecteur Applicatif - TLA PSS - et conforme au référentiel Terminal Lecteur 03.30									
1.40	03.30	OLAQIN	VitalAct-3S	03.38	Oui	Oui	Indisponible	Versions minimales	
			Baladeur 2	03.32	Oui	Oui	Indisponible		
	04.10	OLAQIN	IWL 350 (ou VEHIS)	04.15	Oui	Oui	Indisponible		
			VitalAct-3S	04.19	Oui	Oui	Indisponible		
	KAPELSE	Baladeur 2	04.10	Oui	Oui	Indisponible			
		eS-KAP-Ad	04.12	Oui	Oui	Indisponible			
Terminal Lecteur Applicatif - TLA bimode - et conforme aux référentiels Terminal Lecteur 04.00 et TLA 04.20									
04.20	OLAQIN	VitalAct-3S	04.24	Oui	Version bimode	Disponible	Version de référence		
		Baladeur 2	04.21	Oui	Version bimode	Disponible			
	KAPELSE	KAP&GO	04.20	Oui	Version bimode	Disponible			
		eS-KAP-Ad	04.20	Oui	Version bimode	Disponible			

# Liste des dernières versions d'applications de lecteurs SESAM-Vitale homologués du mois de Juillet 2020

## 3. Commentaires sur la liste des dernières versions d'applications de lecteurs SESAM-Vitale homologués.

La colonne « **Maintenance version logiciel lecteur** » : précise si le logiciel du lecteur est ou n'est plus maintenu par l'équipementier. La mention "Oui" dans la ligne signifie que l'équipementier peut apporter des correctifs en cas de dysfonctionnements avérés et/ou des évolutions. Dans ce cas, le numéro de version de l'application du lecteur change.

La colonne « **Dernière version** » : précise la dernière version connue pour l'équipement concerné. Une version non maintenue n'évolue plus, elle n'est plus corrigée et n'est plus fournie par l'équipementier à son réseau de distribution.

La colonne « **Statut des versions** » précise si :

- La version du lecteur est **obsolète**, dans ce cas, la version ne fait plus l'objet de mise à jour et d'une maintenance de l'équipementier. Le lecteur, même s'il fonctionne encore doit être changé pour présenter un fonctionnement nominal avec le poste de travail.
- La version du lecteur est **minimale**, dans ce cas la version est encore maintenue par l'équipementier mais ne peut plus être commercialisée.

La colonne « **Disponibilité lecteurs à la vente** » précise si le produit peut encore être commercialisé auprès des Professionnels de Santé via les réseaux de distribution.

**Le Terminal Lecteur Applicatif (TLA) :** Tous les TLA répondent aux exigences du Terminal Lecteur (TL).

### Compatibilités TLA :

- Les TLA en version 03.30 sont au niveau fonctionnel addendum 2bis
- Les TLA en version 04.0x sont au niveau fonctionnel addendum 6
- Les TLA en version 04.xx sont au niveau fonctionnel addendum 7