

## 1 – Préambule

Les lecteurs de cartes homologués pour la lecture des cartes Vitale et CPS sont de plus en plus sollicités. En effet, l'apparition des nouveaux services en ligne (Télé services d'Espace pro, et Télé services intégrés aux logiciels (TLSi)) sont venus enrichir l'offre nationale SESAM-Vitale déjà existante, (Facturation, Télé-mise à jour des cartes).

Dans ce contexte, performance et sécurité sont de plus en plus exigeantes et sont requises. Dans ce contexte, les équipementiers INGENICO et KAPELSE effectuent régulièrement des maintenances sur les applications lecteurs pour satisfaire ces exigences et répondre à la réglementation.

Il est donc très important que les lecteurs de cartes SESAM-Vitale homologués soient mis à jour avec la version la plus récente disponible de l'application du lecteur.

La présente liste de lecteurs présente les dernières versions d'application de lecteurs SESAM-Vitale homologués. Cette liste sera mise à jour au fil de l'eau en fonction des nouvelles versions de maintenance fournies par les équipementiers INGENICO et KAPELSE.

# Liste des lecteurs SESAM-Vitale homologués

13/07/2017

## 2. liste des dernières versions des applications de lecteurs SESAM-Vitale homologués

CDC SESAM-Vitale	Version Référentiel TL/TLA	Equipementier	Produit	Dernière Version	Type lecteur	Maintenance équipementier	Disponibilité d'une version maintenue par l'équipementier
1.31	02.00	INGENICO	Baladeur Santé	01.15	TLA	<i>Non, mais existe en v02.20</i>	Non
			Baladeur Santé Office	02.13	TLA	<i>Non, mais existe en v03.04</i>	Non
	02.00	WYNID	WYLLIS MEDIFIX	01.02	TL	<i>Non, mais existe en v03.02</i>	Non
1.31	02.10	GEMALTO	GCR750	02.11	TL	<i>Non, mais existe en v03.01</i>	Non
	02.10	INGENICO	EFT20	02.13	TL	<i>Non, mais existe en v03.00</i>	Non
			TWIN10	02.10	TL	<i>Non, mais existe en v03.03</i>	Non
02.10	THALES e-Transactions	LCS5100 (PROM : A 106)	02.11	TL	<i>Non, mais existe en v03.01</i>	Non	
1.40	03.00	CHERRY	G 80-8921	03.00	TL	Non	Non
	03.00	GEMALTO	GCR750	03.01	TL	Non	Non
			GEMSCOPE	03.07	TL	Non	Non
			MAGIC 6000	03.04	TL	Non	Non
			SEALYS	03.01	TL	Non	Non
	03.00	INGENICO	Baladeur Santé	02.20	TLA	Non	Non
			Baladeur Santé Office	03.04	TLA	Non	Non
			EFT10	03.00	TL	Non	Non
			EFT20	03.00	TL	Non	Non
			EFT30	03.00	TL	Non	Non
			EFT930B	03.52	TL	Non	Non
			EFT930G	03.52	TL	Non	Non
			EFT930P	03.52	TL	Non	Non
			EFTsmart	03.11	TL	Non	Non
			ELITE 650	22	TL	Non	Non
			ICT220	03.54	TL	Non	Non
			ICT250	03.54	TL	Non	<i>Oui, et existe en v03.30</i>
			PRIUM3S	03.07	TL	Non	<i>Non mais existe en v03.35</i>
			Prium Service +	03.07	TL	Non	Non
			TWIN10	03.03	TL	Non	Non
	TWIN 30 +	03.03	TL	Non	Non		
	TWIN30	03.03	TL	Non	Non		
	TWIN32	03.09	TL	Non	Non		
	TWIN33	03.09	TL	Non	Non		
	VitalAct 3S	02.27	TLA	Non	<i>Oui, et existe en v03.34</i>		
	VitalAct AM et PR	02.22	TLA	Non	Non		
	03.00	THALES e-Transactions	DUALIS (PROM : A 108)	03.01	TL	Non	Non
			LCS5100 (PROM : A 106)	03.01	TL	Non	Non
	03.00	WYNID	WYLLIS MEDIFIX	03.02	TL	Non	Non
	03.30	INGENICO	Baladeur Santé 2	03.32	TLA	Oui	<i>Sans objet</i>
			ICT250	03.30	TL	Oui	<i>Sans objet</i>
			IHC610 / SET2	03.33	TL	Oui	<i>Sans objet</i>
			IWL250_GPRS	03.32	TL	Oui	<i>Sans objet</i>
IWL250 PPEM			03.32	TL	Oui	<i>Sans objet</i>	
IWL250 PUEM			03.32	TL	Oui	<i>Sans objet</i>	
IWL350 / VEHS			03.35	TL	Oui	<i>Sans objet</i>	
PRIUM3S			03.35	TL	Non	Non	
PRIUM-4			03.32	TL	Oui	<i>Sans objet</i>	
TWIN31			03.35	TL	Non	Non	
03.30	KAPELSE	VitalAct 3S	03.35	TLA	Oui	<i>Sans objet</i>	
		KAP&GO	03.32	TL	Oui	<i>Sans objet</i>	
04.XX	INGENICO	KAP&LINK	03.34	TL	Oui	<i>Sans objet</i>	
		VEHS TLA	04.12	TLA	Oui	<i>Sans objet</i>	
		VitalAct 3S	04.16	TLA	Oui	<i>Sans objet</i>	
	KAPELSE	Baladeur Santé 2	04.00	TLA	Oui	<i>Sans objet</i>	
		eS-KAP-Ad	04.10	TLA	Oui	<i>Sans objet</i>	
eS-KAP-Ad	04.07	TLA	Oui	<i>Sans objet</i>			
KAP&GO	04.00	TLA	Oui	<i>Sans objet</i>			

### 3. Commentaires sur la liste des lecteurs SESAM-Vitale homologués.

**La colonne « Maintenance équipementier »** : signifie si l'application est ou n'est plus maintenue par l'équipementier. La mention "Oui" dans la ligne signifie que l'équipementier peut apporter un correctif en cas de dysfonctionnement avéré. Dans ce cas, le numéro de version de l'application du lecteur change.

**Version de lecteur** : Une version d'application de lecteur non maintenue n'est plus corrigée ni fournie par l'équipementier. Cependant si une version plus récente non maintenue existe, cette dernière est susceptible d'être mise à disposition par un revendeur de lecteurs ou un éditeur SESAM-Vitale.

**Le Terminal Lecteur Applicatif (TLA)** : Tous les TLA répondent aux exigences du Terminal Lecteur (TL).